



SciCan

# OPTIM<sup>®</sup> 1

ENSTEGSRENGÖRINGS-  
OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Aktiva ingredienser: **0,5 % väteperoxid**



**1 MINUT**  
KONTAKTTID\*

## Snabbt och skonsamt

Med OPTIM 1 behöver du inte kompromissa mellan att arbeta effektivt och att vara skyddad. Med sin snabba bredspektrala kontakttid är det ett av de snabbast verkande och mest effektiva rengörings- och desinfektionsmedlen. Det är dessutom säkert att använda och skonsamt för dig och för ytor. Skapa en perfekt balans – med OPTIM 1 kan du vara säker på att du följer tillämpliga standarder och skyddar dina patienter, din personal och miljön.



### Snabbt desinfektionsmedel med brett spektrum

Ytorna måste förbli våta under hela kontakttiden för att desinfektion ska kunna ske.

- › Verkar på adeno-, polio- och murint norovirus på bara **30 sekunder** i enlighet med EN 14476
- › Tuberkulocid och fungicid effekt på **1 minut**
- › Baktericid och virucid effekt på **30 sekunder** i enlighet med EN 13727 och EN 14476
- › **Full virucid effekt på 2 minuter** i enlighet med RKI/DVV-standarden (polio-, adeno-, murint norovirus, SV40)
- › Effektivt på **1 minut** i enlighet med EN 16615
- › Utmärkt vätkbarhet – förblir våt under hela kontakttiden



### Effektiv enstegsrengöring

Ett effektivt enstegsrengörings- och desinfektionsmedel avlägsnar organiska föroreningar samtidigt som det desinficerar.



### Kompatibelt

Kompatibelt med ett stort antal hårda, icke-porösa material och ytor.



### Snabbt och skonsamt

- › Fritt från artificiella doftämnen
- › Giffritt
- › Icke-irriterande för hud, ögon och andningsorgan
- › Inga GHS-faropiktogram, signalord eller faroangivelser
- › Efterlämnar inga aktiva rester, bidrar inte till antimikrobiell resistens



### Miljövänligt

Den aktiva ingrediensen väteperoxid bryts ned till vatten och syre och efterlämnar inga aktiva rester vilket minskar miljöpåverkan.

 **COLTENE**

\* Verkar inom 1 minut i enlighet med de europeiska standarderna: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se baksida).  
Enligt kraven i den tyska standarden RKI/DVV är OPTIM 1 FULLT VIRUCID inom 2 minuter.



## Korta kontakttider

OPTIM 1 har bevisats ha överlägsna egenskaper. Jämna kontakttider är kortare vilket säkerställer att tillämpliga standarder följs. Samtidigt skapas förtroende för att desinfektion har uppnåtts.

OPTIM 1 har bevisats vara effektiv mot sjukdomsalstrande virus som är svåra att döda, såsom adeno-, polio- och murint norovirus. Detta gör att du kan vara säker på att din anläggning skyddas mot oroväckande patogener.

### Desinfektionseffektivitet

<b>EN 14348 – tuberculocid</b>	Mykobakterier	Terrae	1
<b>EN14476 – virucid</b>	Icke-höljebärande virus	Adenovirus	30 sekunder
		Poliovirus	
		MNV	
<b>RKI/DVV virucida egenskaper** (endast Tyskland)</b>			Fullt virucid: 2 minuter
<b>EN 16615 – avtorkning effektivitetstest***</b>	Bakterier	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Jäst	C. Albicans	1
<b>EN 13727 – baktericid</b>	Bakterier	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 sekunder
<b>EN 13624 – jästicid och fungicid</b>	Jäst	C. Albicans	1
	Svamp	Aspergillus brasiliensis	1

### Rengöringseffektivitet

Enstegsrengöring

### Säkerhet

#### Farosymboler enligt GHS-kraven

Ingen krävs

#### Icke-irriterande för ögon

Ja

#### Icke-irriterande för hud

Ja

\* Kontakttid i minuter om inget annat anges.

\*\* FULLT VIRUCID betyder att desinfektionsmedlet kan avaktivera höljebärande och icke-höljebärande virus, i enlighet med de tyska DVV-teststandarderna. För att anspråk ska kunna göras på full virucidal effekt måste desinfektionsmedlet klara av att avaktivera adeno-, polio-, SV40- och murint norovirus.

\*\*\* EN 16615 är en obligatorisk EU-standard för testning av effektiviteten i avtorkningsprocessen.

### Beställningsinformation för OPTIM 1

#### Användningsklara förfuktade servetter

**OPTEU1-12W** Användningsklara servetter 15 x 18 cm (12 x 160 ark/ask)

#### Vätska

**OPTEU1-4x4** 1 låda med 4 x 4 liter

#### Tillbehör

**FND30** Pump för 1 stor flaska

#### För mer information kontakta:

Ombud i EU:  
**SciCan GmbH**  
 Wangener Strasse 78  
 88299 Leutkirch  
 Tyskland  
 Tel: +49 (0)7561 98343 - 0  
 Fax: +49 (0)7561 98343 - 699  
 E-post:  
 customerservice\_eu@scican.com