

# VISTACLEAR™

Système direct de filtration d'eau, de protection antiretour et de nettoyage des canalisations d'eau d'unités dentaires



## PROTECTION OPTIMALE ET COMMODITÉ, CENTRALISÉES

VistaClear offre aux cliniques dentaires un système centralisé de filtration de l'eau et de protection antiretour ainsi qu'un moyen pratique de nettoyer et d'entretenir les canalisations d'eau des unités dentaires—éliminant du coup l'usage de bouteilles. Ce système breveté permet aux cliniques dentaires d'économiser temps et argent tout en protégeant leur équipement de soins dentaires.



### Économie de temps et d'argent

La fonction de filtration submicronique de l'eau, à la demande, du VistaClear élimine le temps d'attente et la nécessité de recourir à un système de réservoirs de stockage et de bouteilles. De plus, sa fonction de nettoyage intégrée et brevetée rend l'entretien régulier de la canalisation d'eau plus facile et efficace.



### Protection des équipements

Par son procédé de filtration submicronique sans substance chimique nocive, VistaClear protège vos précieuses pièces à main et turbines contre l'usure normalement causée par une eau d'usage courant. Les filtres du VistaClear éliminent virtuellement tous les contaminants microbiens qui se trouvent souvent dans le système municipal d'approvisionnement en eau.



# Spécifications du système VistaClear

Article n° V1000-28-HP

Plage de température de fonctionnement	7,22-37,78 °C (45-100 °F)
Plage de pression de fonctionnement	30-100 psi (2,07-6,89 bar)
Plage de pH optimale	6,5 – 8,5
Plage de pH maximale	5,5 – 9,5
Taux maximal de manganèse affluent	0,05 ppm
Taux maximal de sulfure d'hydrogène affluent	0,5 ppm
Taux maximal de chlore/chloramine affluent	5 ppm
Débit/filtration en continu maximal	0,2 gpm (0,76 Lpm)
Durée de vie de l'élément filtrant	12 mois
Trousse de remplacement du filtre	R9720
Dimensions (L x H x P)	40,64 x 60,96 x 14,92 cm
Poids approximatif	28 lb.



L'utilisation d'un système VistaClear n'élimine pas, à lui seul, la nécessité de réaliser un entretien adéquat de la canalisation d'eau. En raison de la nature et de la conception complexe des appareils de dentisterie, l'utilisation périodique de nettoyeurs et d'agents antimicrobiens conçus expressément pour les canalisations d'eau est extrêmement importante pour assurer l'entretien adéquat des canalisations d'eau des cliniques dentaires. Pour cette raison, Vista Research Group, LLC n'indique aucune donnée précise quant à la réduction des bactéries dans l'eau à la sortie des appareils de dentisterie.



## Mise à niveau pour un rendement optimal.

Vous avez un modèle antérieur du système VistaClear? Il vous est possible de mettre votre système actuel à niveau et ainsi obtenir un meilleur rendement à un prix réduit - soit l'équivalent du coût de remplacement de vos filtres. Communiquez avec votre fournisseur de produits de soins dentaires pour obtenir plus d'informations.

**R9280 Système de mise à niveau VistaClear HP**

## Desservir jusqu'à 10 salles de traitement dentaire.

De base, la configuration du système VistaClear permet de desservir huit salles de traitement dentaire. Il est maintenant possible de raccorder jusqu'à 10 salles à un seul système VistaClear grâce au collecteur de distribution vendu séparément.

**DM125-10C Collecteur de distribution VistaClear pour 10 salles**

Distribué par :

**SciCan Ltd.**

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON, Canada, M3B 3P9

Tél. : 416-445-1600

Sans frais : 1-800-667-7733

customerservice@scican.com

Distribué par :

**SciCan Inc.**

701 Technology Dr., Canonsburg, PA 15317, USA

Tél. : 724-820-1600

Sans frais : 1-800-572-1211

uscustomerservice@scican.com

VistaClear™

est fabriqué par :

**Vista Research Group**

1244 County Road 1475

Ashland, OH 44805 USA

Tél. : 419-281-3927

VistaResearchGroup.com

**SciCan**

Votre spécialiste en contrôle des infections™

[www.scican.com](http://www.scican.com)

