

SciCan



# OPTIM 1

ET-TRINS RENSE- &  
DESINFEKTIONSPRÆPARAT

Aktiv ingrediens: **0,5% Hydrogenperoxid**



## Hurtig og Skånsom

Med OPTIM 1 går du ikke på kompromis med effektivitet og beskyttelse. Med en hurtig bredspektret kontakttid, er det et af de hurtigste og mest effektive rens- & desinfektionspræparater. Det er også sikkert og skånsomt for dig og overflader. OPTIM 1 gør, at du kan føle dig sikker på, at du er kompatibel, og beskytter dine patienter, kolleger og miljøet; den perfekte balance.



### Hurtigt bredspektret desinfektionspræparat

Overflader skal holdes våde under hele kontakttiden for at blive desinficeret.

- › Adeno, Polio, Murino Noro på kun **30 sekunder** iht. EN 14476
- › Tuberkulosedræbende & svampedræbende på **1 minut**
- › Bakteriedræbende & virusdræbende på **30 sekunder** iht. EN 13727 og EN 14476
- › **Fuldstændigt virusdræbende på 2 minutter** iht. RKI/DVV standard (Polio, Adeno, Murino Noro, SV40)
- › Effektiv på **1 minut** iht. EN 16615
- › Fremragende opslugningsevne – holder sig våde længe nok til udløbet af kontakttiden



### Effektivt et-trins renspræparat

Et effektivt 1-trins rens- og desinfektionspræparat, som fjerner de organiske rester under desinficeringen.



### Kompatibel

Kompatibel med en bred vifte af hårde, uporøse materialer og overflader.



### Sikker og skånsom

- › Uden kunstige duftstoffer
- › Ugiftig
- › Ikke-irriterende for hud, øjne og åndedrætsorganer
- › Ingen GHS farepiktogrammer, signalord eller erklæringer
- › Efterlader ingen aktive rester; bidrager ikke til den antimikrobielle modstand



### Miljøvenlig

Den aktive ingrediens Hydrogenperoxid nedbrydes til vand og ilt og efterlader ingen aktive rester, hvilket reducerer miljøbelastningen.

 **COLTENE**

\* Effektiv inden for 1 minut i henhold til europæiske standarder; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se bagside).  
I henhold til den krævede RKI / DVV-standard i Tyskland er OPTIM 1 FULDSTÆNDIGT VIRUSDRÆBENDE inden for 2 minutter.



## Hurtige kontakttider

OPTIM 1 giver bevist overlegen dræbrydelse; konsistente kontakttider er hurtigere, hvilket sikrer kompatibilitet, og sørger for tilliden til, at desinfektion er opnået.

OPTIM 1 er bevist effektiv mod patogener, som er vanskelige at dræbe, så som Adeno, Polio og Murino Norovirus, hvilket giver dig tillid til, at din facilitet er beskyttet mod alvorlige patogener.

Desinfektionsefficiens			
<b>EN 14348 - Tuberkulosedræbende</b>	Mykobakterier	Terrae	1
<b>EN14476 - Virusdræbende</b>	Ikke-indhyllede virusser	Adeno	30 sekunder
		Polio	
		MNV	
<b>RKI/DVV Virusdræbende påstand** (kun i Tyskland)</b>			Fuldstændigt virusdræbende; 2 minutter
<b>EN 16615 - Serviet efficiens-test ***</b>	Bakterier	Staphylococcus aureus, enterococcus hirae, psuedomonas aeruginosa	1
	Gær	C. Albicans	1
<b>EN 13727 - Bakteriedræbende</b>	Bakterier	Staphylococcus aureus, enterococcus hirae, psuedomonas aeruginosa	30 sekunder
<b>EN 13624 - Gærdræbende &amp; svampedræbende</b>	Gær	C. Albicans	1
	Svampe	Aspergillus brasiliensis	1
Renseefficiens			
			Et-trins rensepræparat
Sikkerhed			
<b>GHS Påkrævede farepigtoagrammer</b>			Ikke påkrævet
<b>Ikke-irriterende for øjnene</b>			Ja
<b>Ikke-irriterende for huden</b>			Ja

\* Kontakttid i minutter, medmindre andet er angivet.

\*\* FULDSTÆNDIGT SVAMPEDRÆBENDE betyder, at desinfektionsmidlet kan deaktivere indhyllede og ikke-indhyllede virusser i henhold til tyske DVV-teststandarder. For at gøre en fuldstændig virusdræbende påstand, skal desinfektionsmidlet være i stand til at deaktivere Adenovirus, Poliovirus, SV40 og Murino Norovirus.

\*\*\* EN 16615 er en påkrævet EU-standard til test af efficensen af aftørningsmekanismen.

### Bestillingsinformation for OPTIM 1

#### Klar-til-brug klagjorte servietter

**OPTEU1-12W** RTU Servietter 15 x 18 cm (12 x 160 stk./æske)

#### Væske

**OPTEU1-4x4** 1 æske med 4 x 4 liter

#### Tilbehør

**FND30** Pumpe til 1 Gallon flaske

#### For mere information kontakt:

EU repræsentant:  
**SciCan GmbH**  
 Wangener Strasse 78  
 88299 Leutkirch  
 Tyskland  
 Tlf.: +49 (0)7561 98343 - 0  
 Fax: +49 (0)7561 98343 - 699  
 customerservice\_eu@scican.com